

1

103	Карtridge с QM для исследования газов крови/сыворотки/электролитов/лактата/глюкозы GEM 3/3.3K BG/BSL/CL 075 TEST QM PAK из комплекта анализатор газов крови, электролитов и метаболитов GEM Premier 3500 +15 +25 C Instrumentation Laboratory Co. (США)	Карtridge с QM для исследования газов крови/сыворотки/электролитов/лактата/глюкозы/молочной кислоты, 75 браншей предназначены для проведения 75 исследований браншей сепарированной делящей крови пациентов по следующим параметрам: pH, pCO ₂ , pO ₂ , Na ⁺ , K ⁺ , Ca ⁺⁺ , гемоглобин, глюкоза и лактат. После успешной калибровки на бранши анализатора активируется порционная программа автоматического проведения контроля качества при выполнении дальнейших исследований. Таблицы 21(67)(61) 52 мм. Вес 1.9 кг. Принцип измерения: потенциометрия (pH, pCO ₂ , Na ⁺ , K ⁺ , Ca ⁺⁺), амперметрия (pO ₂ , глюкоза, лактат), проводимость (сыворотка). Время получения результата – 85 сек с момента подачи образца. Срок службы на браншу – 21 день	уп	577 293,00	6	3 463 758,00	TOO "JloweTeer"	549 803,00	3 298 818,00	Instrumentation Laboratory Co, США
104	Реагент контроля качества GEM CVR (Испание для ускорения калибровки) MultiPac из комплекта анализатора газов крови, электролитов и метаболитов GEM PREMIER 3000 (5x4x2,5mm) +2 +8 C Instrumentation Laboratory Co. (США)	Реагенты контроля качества для проведения калибровки. Упаковка содержит 4 урочки контроля по 5 ампул каждого. CVR 1-2 - для проведения калибровки по pH/pO ₂ /pCO ₂ /Na ⁺ /K ⁺ . CVR 3-4 для проведения калибровки Na ⁺ 4 урочка – 20 ампул в упаковке	уп	130 638,00	2	261 276,00	TOO "JloweTeer"	124 418,00	248 836,00	Instrumentation Laboratory Co, США
105	Бумага для принтера (5 рулонов) - PRINTER PAPER из комплекта Система определения кожного и газового состава крови in vivo анализаторов GEM Premier 4000 в комплекте с катриджами, контрольными материалами и принадлежностями +10 +26 C Instrumentation Laboratory Co. (США)	Бумага для встроенного термометра Анализатор газов крови GEM PREMIER 4000, ширина 36 мм. Упаковка 5 шт.	уп	52 399,00	2	104 798,00	TOO "JloweTeer"	49 903,00	99 806,00	Instrumentation Laboratory Co, США
106	АЛИАНИАМИИОТРАНСФЕРАЗА из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (8x60mm+81.5mm) +2 +8 C. BioSystems S.A. (Испания)	АЛИАНИАМИИОТРАНСФЕРАЗА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A. (Испания), наливные бардаки на каждом флаконе. Пятиконный профиль, 2-оскопелатриг-аланин, кинетика, жидкий реагент. Сетая. Реагент А. Три 150 мл/мл. Л-аспарат 150 мл/мл, лактатдегидрогеназа >1350 Ед/л. Реагент В. NADH 1.9 ммоль/л, 2-оскопелатриг 75 ммоль/л, гидрокси-натрия 148 ммоль/л, лактат натрия 9.5 г/л. Метрохимические характеристики: Пороговая чувствительность: 8.5 Ед/л = 0.14 ммоль/л. Пределы линейности: 500 Ед/л = 8.33 ммоль/л. Точность. Средняя концентрация 40.2 Ед/л = 0.67 ммоль/л. Повторность (CV) - 3.9%. Внутрилабораторный показатель (CV) - 5.0 %. Средняя концентрация 133 Ед/л = 2.21 ммоль/л. Повторность (CV) - 1.2%. Внутрилабораторный показатель (CV) - 1.4%. Количество исследований - 1800. Фасовка 8x60mm+81.5mm, температура хранения +2 +8 C. Реагенты рекомендованы к использованию в анализаторах ВА200/ВА400.	уп	75 271,00	8	602 168,00	TOO "JloweTeer"	71 687,00	573 496,00	BioSystems S.A. (Испания)
107	АЛБУМИН из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (10x60mm) +2 +8 C. BioSystems S.A. (Испания)	АЛБУМИН набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A. (Испания), наливные бардаки на каждом флаконе. Пятиконный профиль, бромкрезоловый зеленый, желтый метакрилат, кинетика, жидкий реагент. Сетая. Реагент А. Аликватный буфер 100 ммоль/л, бромкрезоловый зеленый 0.02 ммоль/л, декстрин, pH 4.1. Метрохимические характеристики: Пороговая чувствительность: 1.21 г/л. Пределы линейности: 70 г/л. Точность. Средняя концентрация 38.4 г/л. Повторность (CV) - 0.8%. Внутрилабораторный показатель (CV) - 1.2%. Средняя концентрация 37.1 г/л. Повторность (CV) - 0.7%. Внутрилабораторный показатель (CV) - 1.1%. Количество исследований - 1800. Фасовка 10x60mm, температура хранения +2 +8 C. Реагенты рекомендованы к использованию в анализаторах ВА200/ВА400.	уп	27 202,00	3	81 606,00	TOO "JloweTeer"	25 907,00	77 721,00	BioSystems S.A. (Испания)
108	ПЕЛОНИА ФОВОРАТАЗА АМП из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (4x60mm+81.5mm) +2 +8 C. BioSystems S.A. (Испания)	ПЕЛОНИА ФОВОРАТАЗА АМП набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A. (Испания), наливные бардаки на каждом флаконе. Пятиконный профиль, 2-оскопелатриг-мет-1-пропанольный буфер, кинетика, жидкий реагент. Сетая. Реагент А. 2-Амино-2-метил-1-пропанольный буфер 0.4 ммоль/л, сульфат цинка 1.2 ммоль/л, N-гидрокси-мисоидиолтрихлоруксусная кислота 2.5 ммоль/л, ацетат натрия 2.5 ммоль/л, pH 10.4. Реагент В. 4-Нитрофенилфосфат 60 ммоль/л. Метрохимические характеристики: Пороговая чувствительность: 19.2 Ед/л = 0.320 ммоль/л. Пределы линейности: 1200 Ед/л = 20 ммоль/л. Точность. Средняя концентрация 134 Ед/л = 2.23 ммоль/л. Повторность (CV) 1.4%. Внутрилабораторный показатель (CV) 2.5%. Средняя концентрация 205 Ед/л = 3.40 ммоль/л. Повторность (CV) 0.9%. Внутрилабораторный показатель (CV) 1.8%. Количество исследований - 500. Фасовка 4x60mm+81.5mm, температура хранения +2 +8 C. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию в анализаторах.	уп	61 378,00	1	61 378,00	TOO "JloweTeer"	58 456,00	38 456,00	BioSystems S.A. (Испания)
109	АЛБФА-АМИИАЗА ПРЯМАЯ из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400. Испания	АЛБФА-АМИИАЗА ПРЯМАЯ набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A. (Испания), наливные бардаки на каждом флаконе. Пятиконный профиль, этилендиамин, бромкрезоловый субстрат, кинетика, жидкий реагент. Сетая. Реагент А. MES 50 ммоль/л, хлорид калия 5 ммоль/л, хлорид натрия 300 ммоль/л, натрий фосфат 450 ммоль/л, CNP-433 2.25 ммоль/л, pH 6.1. Метрохимические характеристики: Пороговая чувствительность: 4.5 Ед/л = 0.074 ммоль/л. Пределы линейности: 1300 Ед/л = 21 ммоль/л. Точность. Средняя концентрация 57 Ед/л = 1.61 ммоль/л. Повторность (CV) - 1.0%. Внутрилабораторный показатель (CV) 1.5%. Средняя концентрация 203 Ед/л = 3.38 ммоль/л. Повторность (CV) 0.5%. Внутрилабораторный показатель (CV) 0.9%. Точность. Моча. Средняя концентрация 90 Ед/л = 1.49 ммоль/л. Повторность (CV) - 2.5%. Внутрилабораторный показатель (CV) 2.5%. Средняя концентрация 180 Ед/л = 2.98 ммоль/л. Повторность (CV) 1.6%. Внутрилабораторный показатель (CV) 1.7%. Количество исследований - 480. Фасовка 8x60mm, +2 +8 C. Реагенты рекомендованы к использованию в анализаторах ВА200/ВА400.	уп	206 299,00	8	1 650 392,00	TOO "JloweTeer"	196 476,00	1 371 808,00	BioSystems S.A. (Испания)
110	АЛБФА-АМИИАЗА ЕРС из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (2x60mm+2x15mm) +2 +8 C. BioSystems S.A. (Испания)	АЛБФА-АМИИАЗА ЕРС набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A. (Испания), наливные бардаки на каждом флаконе. Пятиконный профиль, этилендиамин, бромкрезоловый субстрат, кинетика, жидкий реагент. Сетая. Реагент А. HEPES 50 ммоль/л, хлорид калия 0.075 ммоль/л, хлорид натрия 13 ммоль/л, 4-глюкозида > 4 Ед/мл, pH 7.1. Реагент В. HEPES 50 ммоль/л, 4-нитрофенил-малейксукцилат-этилендиамин 18 ммоль/л, pH 7.1. Метрохимические характеристики: Пороговая чувствительность: 5.6 Ед/л = 0.094 ммоль/л. Пределы линейности: 1300 Ед/л = 21.6 ммоль/л. Точность. Сыворотка. Средняя концентрация 100 Ед/л = 1.67 ммоль/л. Повторность (CV) - 1.5%. Внутрилабораторный показатель (CV) - 1.9%. Средняя концентрация 203 Ед/л = 3.4 ммоль/л. Повторность (CV) 2.1%. Внутрилабораторный показатель (CV) 2.3%. Точность. Моча. Средняя концентрация 103 Ед/л = 1.71 ммоль/л. Повторность (CV) - 2.2%. Внутрилабораторный показатель (CV) 2.7%. Средняя концентрация 206 Ед/л = 3.42 ммоль/л. Повторность (CV) 2.8%. Внутрилабораторный показатель (CV) 3.1%. Количество исследований - 450. Фасовка 2x60mm+2x15mm, +2 +8 C. Реагенты рекомендованы к использованию в анализаторах ВА200/ВА400.	уп	168 957,00	6	1 013 742,00	TOO "JloweTeer"	160 912,00	965 472,00	BioSystems S.A. (Испания)
111	АСПАТРАМИИОТРАНСФЕРАЗА из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (8x60mm+81.5mm) +2 +8 C. BioSystems S.A. (Испания)	АСПАТРАМИИОТРАНСФЕРАЗА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A. (Испания), наливные бардаки на каждом флаконе. Пятиконный профиль, 2-оскопелатриг-L-аспарат, кинетика, жидкий реагент. Сетая. Реагент А. Три 121 ммоль/л, L-аспарат 302 ммоль/л, лактатдегидрогеназа > 660 Ед/л pH 7.8. Реагент В. NADH 1.9 ммоль/л, 2-оскопелатриг 75 ммоль/л, гидрокси-натрия 148 ммоль/л, лактат натрия 9.5 г/л. Метрохимические характеристики: Пороговая чувствительность: 7.15 Ед/л = 0.119 ммоль/л. Пределы линейности: 500 Ед/л = 8.33 ммоль/л. Точность. Средняя концентрация 41.5 Ед/л = 0.69 ммоль/л. Повторность (CV) - 2.6%. Внутрилабораторный показатель (CV) - 5.8%. Средняя концентрация 134 Ед/л = 2.55 ммоль/л. Повторность (CV) 1.0%. Внутрилабораторный показатель (CV) 2.7%. Количество исследований - 1800. Фасовка 8x60mm+81.5mm, +2 +8 C. Реагенты рекомендованы к использованию в анализаторах ВА200/ВА400.	уп	75 271,00	6	451 626,00	TOO "JloweTeer"	71 687,00	430 122,00	BioSystems S.A. (Испания)

